

## 培养基配方表 (Media Formulation)

名称: 磷酸盐缓冲液 PBS pH 7.2 不含钙、镁离子和酚红

货号: B310KJ

| 组分 (Components)               | 分子量 (MW) | 浓度 (mg/L) | 摩尔浓度 (mM)   |
|-------------------------------|----------|-----------|-------------|
| Potassium Phosphate monobasic | 136.1    | 210       | 1.5430965   |
| Sodium Chloride               | 58.44    | 9000      | 154.0041068 |
| Sodium Phosphate dibasic      | 142      | 385       | 2.7120316   |